

BAUSCH + LOMB
bipolar pincet
Bipolare eraser
Intraoculaire bipolare eraser

NL

Voorzorgsmaatregelen Gebruikaanwijzing

De bipolar pincet en bipolare eraser dienen vóór het eerste gebruik en na elk volgend gebruik te worden gereinigd en in een autoclaaf gesteriliseerd. Gebruik voor het reinigen van het handinstrument uitsluitend gedistilleerd of gedeioniseerd water. De bipolar pincet en bipolare eraser dienen regelmatig onder de microscoop te worden onderzocht op alle eventuele beschadigingen. Gebruik geen beschadigde handinstrumenten. Extreme omstandigheden tijdens het gebruik en de sterilisatie kunnen de levensduur / de werking van dit product op termijn verminderen. Het maximale stroomniveau mag niet hoger zijn dan 7,5 watt.

Algemene informatie

De bipolar pincet en bipolare eraser niet reinigen of in een autoclaaf steriliseren zonder het snoer los te koppelen. Na sterilisatie moeten de Lemo-connectoren helemaal droog zijn. Raadpleeg voor nadere instructies de gebruikershandleiding van het betreffende instrument.

Reiniging

Koppel vóór het reinigen het bipolare snoer af van de bipolar pincet of de bipolare eraser. Trek bij het afkoppelen de Lemo-connectoren niet aan de kabel zelf, maar altijd aan de geribbelde, metaalkleurige buitenkant.

- Het instrument moet meteen na gebruik grondig worden gespoeld met gedistilleerd of gedeioniseerd water om alle restanten te verwijderen. Gebruik uitsluitend een plusvrije zachte doek. Gebruik indien nodig een borstel (bijvoorbeeld een zachte tandenborstel), om hardnekkig bloed, weefsel of andere hardnekkige restanten te verwijderen.

Cave: Vermijd bij het reinigen van het handinstrument het gebruik van harde, scherpe of puntige voorwerpen (schaaren, messen, naalden enz.) of sterk schurende sponzen.
• Gebruik een mild reinigingsmiddel (pH-neutraal). Volg de instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel voor toediening van het reinigingsmiddel op.

Na het reinigen grondig spoelen met gedistilleerd water om alle sporen van het reinigingsmiddel te verwijderen. Hiermee wordt verkleuring van het instrument voorkomen. Als er een gebalanceerde zoutoplossing wordt gebruikt, is het uitermate belangrijk dat deze oplossing grondig wordt afgespoeld met gedistilleerd water, om te voorkomen dat afzettingen, bijvoorbeeld van chloride, de buitenkant van het instrument beschadigen.

Droog het instrument meteen na reiniging door middel van medische perslucht, het liefst door middel van droogblazen. Droog het instrument liever niet met een gas of doek, omdat het instrument gemakkelijk beschadigd raakt.

Sterilisatie

Gestandaardiseerde stoomsterilisatie: 18 minuten bij 134°C (gefractioneerde vacuümverdamping).

Een sterilisatielijst langer dan 18 minuten vergroot de effectiviteit niet.

™/® duidt een handelsmerk aan van Bausch & Lomb Incorporated

Bausch & Lomb GmbH
Lilienthalstraße 16,18
69214 Eppelheim, Germany



€ 0197

V9013-4

BAUSCH + LOMB
Pinza bipolar
Sonda bipolar a matita
Sonda bipolar intraoculare a matita

IT

Istruzioni per l'uso

Precauzioni

Le Pinza e sonda bipolar e il cauterizzatore bipolar devono essere puliti e sterilizzati in autoclave prima di essere messi in funzione per la prima volta e dopo ogni utilizzo. Utilizzare solo acqua distillata o deionizzata per pulire il manipolo. Le Pinza e sonda bipolar e il cauterizzatore bipolar devono essere controllati regolarmente al microscopio per qualsiasi segno di danno. Non utilizzare manipoli danneggiati. Durante l'utilizzo e la sterilizzazione in condizioni estreme la durata e il funzionamento di questo prodotto possono ridursi con il tempo. Il livello massimo di potenza non deve superare i 7,5 W.

Informazioni generali

Non pulire né sterilizzare in autoclave le Pinza e sonda bipolar e il cauterizzatore bipolar senza aver prima scollegato il cavo. Dopo la sterilizzazione i connettori Lemo devono essere completamente asciutti. Per ulteriori istruzioni sull'uso del presente prodotto, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo corrispondente.

Pulizia

Prima della pulizia collegare il cavo bipolar dalla Pinza e sonda bipolar o dal cauterizzatore bipolar. Scollegare sempre i connettori Lemo tirando la superficie metallica zigrinata, non il cavo stesso.

- Dopo ciascun uso risciacquare immediatamente e accuratamente tutti i residui dallo strumento con acqua distillata o deionizzata. Usare solamente un panno morbido e pulito. Se necessario, utilizzare una spazzola (ad esempio uno spazzolino da denti morbido) per rimuovere sangue, tessuto o altro materiale difficile da togliere.

Attenzione: per la pulizia del manipolo non utilizzare oggetti appuntiti, affilati o rigidi, quali forbici, coltellini o aghi, o spugne molto abrasive.

- Utilizzare una soluzione detergente delicata (a pH neutro). Seguire le istruzioni del produttore per la somministrazione della soluzione detergente. Dopo la pulizia risciacquare accuratamente con acqua distillata, per rimuovere ogni traccia di soluzione detergente ed evitare la decolorazione dello strumento. Se viene utilizzata una soluzione fisiologica bilanciata, è estremamente importante rimuovere con cura tale soluzione con acqua distillata, per evitare, ad esempio, che l'accumulo di cloruro danneggi la superficie dello strumento.
- Dopo la pulizia asciugare immediatamente lo strumento con aria compressa di grado medicele. Il metodo prescelto è l'asciugatura ad aria. Evitare di asciugare lo strumento con una garza o un panno, poiché potrebbe danneggiarsi facilmente.

Sterilizzazione

Sterilizzazione a vapore standardizzata: 18 minuti a 134 °C (evaporazione sottovuoto frazionato).

Periodi di sterilizzazione superiori a 18 minuti non ne aumentano l'efficacia.

™/® indica un marchio di fabbrica di Bausch & Lomb Incorporated.

Bausch & Lomb GmbH
Lilienthalstraße 16,18
69214 Eppelheim, Germany



€ 0197

V9013-4

BAUSCH + LOMB
Pinza bipolar
Borrador bipolar
Borrador bipolar intraocular

ES

Instrucciones de funcionamiento

Precauciones

El Pinza bipolar/borrador bipolar debe limpiarse y tratarse en autoclave antes de la primera puesta en servicio y entre usos sucesivos. Utilice sólo agua destilada o desionizada para limpiar la pieza de mano. El Pinza bipolar/borrador bipolar debe inspeccionarse al microscopio con regularidad para detectar cualquier posible daño. No use piezas de mano deterioradas. Las condiciones extremas durante el uso y la esterilización pueden reducir la duración/el funcionamiento de este producto durante un período prolongado. La potencia de alimentación máxima no debe superar 7,5 W.

Información general

No limpie ni trate en autoclave el Pinza bipolar/borrador bipolar sin desconectar el cable. Tras la esterilización, los conectores Lemo han de estar totalmente secos. Encontrará más instrucciones sobre el uso de este producto en el manual del dispositivo correspondiente.

Limpieza

Desconecte el cable bipolar del Pinza bipolar/borrador bipolar antes de limpiar. Los enchufes Lemo siempre deben desconectarse tirando de la superficie metálica estriada y no del cable en sí.

- Inmediatamente después de cada uso, todos los residuos que queden en el instrumento deben eliminarse enjuagándolo con agua destilada o desionizada. Utilice sólo paños suaves sin pelusa. Si es preciso, utilice un cepillo (por ejemplo, un cepillo de dientes blando) para eliminar sangre, tejido u otros restos persistentes.

Precaución: No use objetos afilados o puntiagudos (tijeras, cuchillas, agujas, etc.) ni estropajos abrasivos para limpiar la pieza de mano.

- Utilice una solución de detergente suave (pH neutro). Siga las instrucciones del fabricante para aplicar la solución limpiaadora.

Después de limpiar, enjuague minuciosamente con agua destilada para eliminar todo resto de solución limpiaadora y evitar la decoloración del instrumento.

Si se utiliza una solución salina equilibrada, es extremadamente importante aclarar minuciosamente dicha solución con agua destilada, porque los depósitos de cloruro, por ejemplo, pueden deteriorar la superficie del instrumento.

- Inmediatamente después de limpiar el instrumento, séquelo con aire comprimido para uso clínico. Aconsejamos el método de secado por soplando. No seque el instrumento con gamuzas ni trapos, porque puede estropearse fácilmente.

Esterilización

Esterilización por vapor normalizada: 18 minutos a 134 °C (evaporación por vacío fraccionado).

La esterilización durante más de 18 minutos no aumenta la efectividad.

™/® indica marca comercial de Bausch & Lomb Incorporated

Bausch & Lomb GmbH
Lilienthalstraße 16,18
69214 Eppelheim, Germany



€ 0197

V9013-4

BAUSCH + LOMB
Bipolar forceps
Bipolar eraser
Intraocular Bipolar eraser

EN

Operating Instructions

Precautions

The bipolar forceps/bipolar eraser must be cleaned and autoclaved before they are placed into service the first time and between each use. Use only distilled or deionized water to clean the handpiece. The bipolar forceps/bipolar eraser should be inspected regularly under the microscope for all kinds of damage. Do not use damaged handpieces. Extreme conditions during use and sterilisation may reduce the life/function of this product over a prolonged period of time. The maximum power level should not exceed 7.5W.

General Information

No clean and autoclave bipolar forceps and bipolar eraser without disconnecting the cord. After sterilisation the Lemo connectors must be completely dry. For additional instructions on the use of this product, refer to the owner's manual of the corresponding device.

Cleaning

Disconnect the bipolar cord from the bipolar forceps/bipolar eraser before cleaning. Always disconnect the Lemo connectors by pulling on the knurled metallic surface, not the cable itself.

- Immediately after each use, all residues should be thoroughly rinsed off the instrument with distilled or deionized water. Use only lint-free and soft cloth. If necessary, use a brush (for example a soft toothbrush) to remove persistent blood, tissue or other debris.

Caution: Avoid the use of hard, sharp or pointed objects (scissors, knives, needles, etc.) or highly abrasive sponges for cleaning the handpiece.

- Use a mild detergent solution (neutral pH). Follow the manufacturer's instructions for administration of the cleaning solution.

Rinse thoroughly with distilled water after cleaning to remove all traces of cleaning solution. This prevents instrument discoloration.

If balanced salt solution is used, it is extremely important that this solution be thoroughly rinsed off with distilled water, as deposits of chloride, for example may damage the surface of the instrument.

- Dry the instrument immediately after cleaning by using medical compressed air. Blow drying is the preferred method. Avoid drying the instrument with gauze or cloth, as the instrument may easily be damaged.

Sterilisation

Standardised steam sterilisation: 18 minutes at 134°C (fractionated vacuum evaporation).

Sterilisation periods of more than 18 minutes do not increase effectiveness.

™/® denotes trademark of Bausch & Lomb Incorporated

Bausch & Lomb GmbH
Lilienthalstraße 16,18
69214 Eppelheim, Germany



€ 0197

V9013-4

BAUSCH + LOMB
Bipolarpinzette
Bipolarstift
Intraokularer Bipolarstift

DE

Bedienungsanleitung

Vorsichtsmaßnahmen

Das Bipolarinstrument muss vor der ersten und zwischen jeder Verwendung gereinigt und autoklaviert werden. Zum Reinigen des Handstücks nur destilliertes oder entionisiertes Wasser verwenden. Das Bipolarinstrument sollte regelmäßig unter dem Mikroskop auf Schäden untersucht werden. Beschädigte Handstücke dürfen nicht verwendet werden. Die Verwendung und Sterilisierung unter extremen Bedingungen können die Lebensdauer/Funktion des Produkts langfristig beeinträchtigen. Die maximale Stromleistung sollte nicht über 7,5 W liegen.

Allgemeine Informationen

Vor dem Reinigen und Autoklavieren, das Bipolarinstrument vom Bipolarstift trennen. Nach der Sterilisierung müssen die Lemos-Konnektoren erst vollständig trocken. Zusätzliche Anweisungen zur Verwendung dieses Produktes finden Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Sterilisationsgerätes.

Reinigung

Trennen Sie das Bipolarstift vor dem Reinigen vom Bipolarinstrument.

Die Lemos-Konnektoren stets trennen, indem an der metallischen Rändelfläche gezogen wird. Nicht am Kabel ziehen.

- Nach jeder Verwendung sofort alle Rückstände mit destilliertem oder entionisiertem Wasser vom Instrument abspülen. Nur ein weiches, fusselfreies Tuch verwenden. Falls erforderlich, eine Bürste (z. B. eine weiche Zahnbürste) zur Entfernung von Blut- und Geweberückständen oder anderen Verschmutzungen verwenden.

Achtung: Keine harten, scharfen oder spitzen Objekte (Scheren, Messer, Nadeln etc.) oder grobe Schwämme zur Reinigung des Handstücks verwenden.

- Eine milde Reinigungslösung verwenden (pH-neutral). Den Verwendungshinweise des Herstellers der Reinigungslösung folgen.

Nach dem Reinigen gründlich mit destilliertem Wasser spülen, um alle Rückstände der Reinigungslösung zu entfernen. Dies verhindert eine Verfärbung des Instruments. Wenn eine sterile physiologische Kochsalzlösung verwendet wird, ist das Spülen mit destilliertem Wasser äußerst wichtig, da z. B. Chloridablagerungen die Oberfläche des Instruments beschädigen können.

- Das Instrument sofort nach dem Reinigen mit einer medizinisch zugelassenen Druckluftquelle trocknen. Das Instrument sollte mit einem Gebläse getrocknet werden. Das Instrument nicht mit einem Gazeläppchen oder einem Tuch trocknen, da dies das Instrument beschädigen kann.

Sterilisation

Standard Dampfsterilisation: 18 Minuten bei 134°C (fraktioniertes Vakuum-Dampfverfahren).

™/® bezeichnet eine Marke von Bausch & Lomb Incorporated

Bausch & Lomb GmbH
Lilienthalstraße 16,18
69214 Eppelheim, Germany



€ 0197

V9013-4

BAUSCH + LOMB
Pinza bipolar
Borrador bipolar
Borrador bipolar intraocular

IT

Istruzioni per l'uso

Precauzioni

Le Pinza e sonda bipolar e il cauterizzatore bipolar devono essere puliti e sterilizzati in autoclave prima di essere messi in funzione per la prima volta e dopo ogni utilizzo. Utilizzare solo acqua distillata o deionizzata per pulire il manipolo. Le Pinza e sonda bipolar e il cauterizzatore bipolar devono essere controllati regolarmente al microscopio per qualsiasi segno di danno. Non utilizzare manipoli danneggiati. Durante l'utilizzo e la sterilizzazione in condizioni estreme la durata e il funzionamento di questo prodotto possono ridursi con il tempo. Il livello massimo di potenza non deve superare i 7,5 W.

Informazioni generali

Non pulire né sterilizzare in autoclave le Pinza e sonda bipolar e il cauterizzatore bipolar senza aver prima scollegato il cavo. Dopo la sterilizzazione i connettori Lemo devono essere completamente asciutti. Per ulteriori istruzioni sull'uso del presente prodotto, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo corrispondente.

Pulizia

Prima della pulizia collegare il cavo bipolar dalla Pinza e sonda bipolar o dal cauterizzatore bipolar. Scollegare sempre i connettori Lemo tirando la superficie metallica zigrinata, non il cavo stesso.

BAUSCH + LOMB Pinceta bipolarna
Koagulator bipolarny
Wewnętrzgątkowy koagulator bipolarny

PL

Srodko ostroznosci

Przed pierwszym oraz każdorazowym użyciem pincetę bipolarną/ koagulatorem bipolarnym należy wyczyścić i sterylizować w autoklawie. Do czyszczenia rękojeści używać wyłącznie wody destylowanej lub deionizowanej. Pincetę bipolarną/ koagulatorem bipolarnym należy regularnie sprawdzać pod mikroskopem, czy nie zostały w jakikolwiek sposób uszkodzone. Nie używać uszkodzonych rękojeści. Ekstremalne warunki w czasie używania i sterylizacji mogą skrócić żywotność/ funkcjonowanie tego produktu w dłuższej skali czasu. Maksymalny poziom mocy nie powinien przekraczać 7,5 W.

Informacje ogólne

Pincety bipolarnej i koagulatora bipolarnego nie należy czyścić i sterylizować w autoklawie bez odłączania przewodu. Po sterylizacji należy całkowicie wysuszyć złącza Lemo. Dodatkowe instrukcje użytkowania produktu zawiera podręcznik użytkownika odpowiedniego urządzenia.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód bipolarny od pincety bipolarnej/ koagulatora bipolarnego. Złącza Lemo należy zawsze odłączać przez pociągnięcie za rądelkowaną metalową powierzchnię, nie za sam przewód.

• Natychmiast po każdorazowym użyciu należy dokładnie spłukać wszelkie pozostałości na instrumentie przy pomocy destylowanej lub deionizowanej wody. Należy używać tylko niestrzepiących się, miękkich śliczeczek. Jeśli to konieczne, należy użyć szczotki (np. miękkiej szczoteczki do zębów) w celu usunięcia przyklejonej krwi, tkanki lub innych zanieczyszczeń.

Uwaga: Do czyszczenia rękojeści nie należy używać twardych, ostrych lub spiczastych przedmiotów (nożyczek, noży, igieł, itp.) oraz gąbek o duzych właściwościach ścinających.

• Należy stosować łagodny roztwór detergenta (neutralne pH). Należy stosować się do instrukcji producenta dotyczących stosowania roztworu czyszczącego.

Po czyszczeniu należy dokładnie przepłukać urządzenie wodą destylowaną w celu usunięcia wszelkich pozostałości roztworu czyszczącego. Zapobieganie do odbarwienia instrumentu.

Jeśli użyto zrównoważonego roztworu soli, bardzo ważne jest dokładne przepłukanie urządzenia wodą destylowaną, ponieważ pozostałości chlorków mogą np. uszkodzić powierzchnię instrumentu.

• Instrument należy wysuszyć natychmiast po wyczyszczeniu przy pomocy sprzążonego powietrza medycznego. Zaleca się suszenie podmuchem powietrza. Nie należy suszyć instrumentu przy pomocy gazy lub śliczeczek, ponieważ instrument może zostać łatwo uszkodzony.

Sterylizacja

Standardowa sterylizacja parowa: 18 minut w temperaturze 134 °C (stopniowe

odparowywanie przy obniżonym ciśnieniu).

Wydłużenie czasu sterylizacji ponad 18 minut nie zwiększa skuteczności sterylizacji.

™/® oznacza znak handlowy Bausch & Lomb Incorporated

Bausch & Lomb GmbH

Lilienthalstraße 16,18

69214 Eppelheim, Germany



€0197

V9013-4

BAUSCH + LOMB Kétpólusú csipeszek
Kétpólusú kaparók
Intraokuláris kétpólusú kaparó

HU

Használati utasítás**Elővigyázatossági megfontolások**

A kétpólusú csipeszket/kaparókat az első használata vétel előtt és minden használat után meg kell tisztálni és autoklávozni. A kezi egység tisztításához csak szükséges a deionizált vagy ionizált vizet használni. A kétpólusú csipeszket/kaparókat mikroszkóp alatt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérültek-e meg. Ne használjon sérült kézi egységeket! A hosszú ideig tartó szélsőséges körülmenyek használata és sterilizálása közben csökkenhetik a termék élettartamát, vagy ronthatják működését. A maximális teljesítményszint nem haladhatja meg a 7,5 W-ot.

Általános információk

Ne tisztítás vagy autoklávozza a kétpólusú csipeszket/kaparókat, ha a vezetékük nincs kihúzája. Sterilizálás után a Lemo csatlakozóknak teljesen szárazaknak kell lenniük. A jelen termék használatáról többi információ a megfelelő eszköz kezelési útmutatójában találhatók.

Tisztítás

Tisztítás előtt húzza ki a kétpólusú csipeszket/kaparókat a Lemo csatlakozókat a recés fémfelületnél, ne pedig a kábelnél fogva húzza ki.

• Használhat után az összes maradványt azonnal alaposan le kell öblíteni a készülékről, desztillált vagy ionizált vizivel. Csat szőszementes, puha ruhát használjon. Ha szükséges, használjon kefét (például puha fogkefét) a lerakódott vér, szövet vagy egyéb maradványok eltávolításához.

Figyelem! A kezi egység tisztításakor kerülje a kemény, éles vagy hegyes tárgyat (ollók, késék, tük stb.) vagy a nagyon durva felületű szivacsok használatát.

• Használjon sebtszűtöt (semleges pH-értékű) oldatot. Tartsa be a gyártó utasításait a tisztítással kapcsolatban.

Tisztítás után alaposan öblítse le desztillált vizivel, hogy a tisztítóoldat minden nyomat eltávolításra. Ezzel megelőzheti a készülék elszíneződését.

Ha egyensúlyban lévő sóoldatot használ, különösen fontos, hogy alaposan öblítse le desztillált vizivel, mivel például a klór-lerakódások károsítják a készülék felületét.

• Szárítás meg a készüléket sűrített orvosi gáz segítségével, közvetlenül a tisztítás után. A legjobb módszer a fűjásos szárítás. A készüléket ne gézzel vagy ruhával szárítsa, mivel könnyen megsérülhet.

Sterilizálás

Standardizált gőzsterilizálás: 18 perc 134 °C-on (frakcionált vákuumbepárlás).

A 18 percnél hosszabb sterilizálási periódus nem növeli a hatékonyiséget.

™/®: a Bausch & Lomb Incorporated bejegyzett védjegyei.

Bausch & Lomb GmbH

Lilienthalstraße 16,18

69214 Eppelheim, Germany



€0197

V9013-4

BAUSCH + LOMB Διπολική λαβίδα
Διπολικό έξαρτημα απόξεσης
Ενδοφθάλμιο διπολικό έξαρτημα απόξεσης

EL

Odignies xemirismou

H διπολική λαβίδα/το διπολικό έξαρτημα απόξεσης πρέπει να καθαρίζονται και να αποστέρουνται σε αυτόκαυστο τη διπολική λαβίδα και το διπολικό έξαρτημα απόξεσης χωρίς να αποσυνδέοται το καλώδιο. Μετά την αποστέρωση, τα συνδετικά Lemo πρέπει να είναι τελείως στεγνά. Για πρόσθιτες οδηγίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της αντίστοιχης συσκευής.

Καθαρισμός

Αποσυνδέστε το διπολικό καλώδιο από τη διπολική λαβίδα/το διπολικό έξαρτημα απόξεσης πριν το καθαρίσμα. Αποσυνδέστε πάντα τα συνδετικά Lemo τραβώντας από τη κονδύλωτη μεταλλική επιφάνεια, όχι το ίδιο το καλώδιο.

• Αμέως μετά από κάθε χρήση, όλες οι εναπόθεσεις πρέπει να ξεπλένονται σχολαστικά από το εργαλείο με απεσταμένο νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό πάνι του θερμού χνουδιά. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα (για παρέδειγμα, μια μαλακή οδοντοβούρτσα) για να αφαιρέσετε εναπόθεσεις αίματος, ιστού ή άλλων σωματιδίων που δεν απομάρτυρνται εύκολα.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα (ψαλίδια, μαχαιρίδια, βέλονες, κ.τ.λ.) ή εξαιρετικά αποξεστικά σπόγγους για τον καθαρισμό του εργαλείου χειρός.

• Χρησιμοποιήστε διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού (ουδέτερο pH). Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση του διαλύματος καθαρισμού.

Ξεπλένετε σχολαστικά με απεσταμένο νερό μετά τον καθαρισμό για να απομαρύνετε κάθε ίχνος διάλυματος καθαρισμού. Η ενέργεια αυτή αποτελείται τον αποχωρισμό του εργαλείου.

Εάν χρησιμοποιείθει ισόρροπο διάλυμα άλατος, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεπλένετε σχολαστικά το διάλυμα από μετατρέποντας τον εργαλείο χωρίδιο, για παράδειγμα, μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του εργαλείου.

• Στεγνώστε το εργαλείο αμέσως μετά τον καθαρισμό χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα ιατρικής βαθμίδας. Το στεγνώμα με εμφύσηση είναι η πρωτίμωνη μέθοδος. Αποφύγετε το στεγνώμα του εργαλείου με γάζα ή πανί, διότι είναι εύκολο να καταστρέψει το εργαλείο.

Αποποιεύση

Τυποποιημένη αποποιεύση με ατμό: 18 λεπτά στους 134°C (κλασματική έξατμιση σε κενό).

Οι περιόδοι αποποιεύσης με διάρκεια μεγαλύτερη των 18 λεπτών δεν αυξάνουν την αποτελεσματικότητα.

To ™/® δηλώνει εμπορικό σήμα της Bausch & Lomb Incorporated

Bausch & Lomb GmbH

Lilienthalstraße 16,18

69214 Eppelheim, Germany



€0197

V9013-4

BAUSCH + LOMB Pinceta bipolarna
Koagulator bipolarny
Wewnętrzgątkowy koagulator bipolarny

PL

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym oraz każdorazowym użyciem pincetę bipolarną/ koagulatorem bipolarnym należy wyczyścić i sterylizować w autoklawie. Do czyszczenia rękojeści używać wyłącznie wody destylowanej lub deionizowanej. Pincetę bipolarną/ koagulatorem bipolarnym należy regularnie sprawdzać pod mikroskopem, czy nie zostały w jakikolwiek sposób uszkodzone. Nie używać uszkodzonych rękojeści. Ekstremalne warunki w czasie używania i sterylizacji mogą skrócić żywotność/ funkcjonowanie tego produktu w dłuższej skali czasu. Maksymalny poziom mocy nie powinien przekraczać 7,5 W.

Informacje ogólne

Pincety bipolarnej i koagulatora bipolarnego nie należy czyścić i sterylizować w autoklawie bez odłączania przewodu. Po sterylizacji należy całkowicie wysuszyć złącza Lemo. Dodatkowe instrukcje użytkowania produktu zawiera podręcznik użytkownika odpowiedniego urządzenia.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód bipolarny od pincety bipolarnej/ koagulatora bipolarowego. Złącza Lemo należy zawsze odłączać przez pociągnięcie za rądelkowaną metalową powierzchnię, nie za sam przewód.

• Natychmiast po każdorazowym użyciu należy dokładnie spłukać wszelkie pozostałości na instrumentie przy pomocy destylowanej lub deionizowanej wody. Należy używać tylko niestrzepiących się, miękkich śliczeczek. Jeśli to konieczne, należy użyć szczotki (np. miękkiej szczoteczki do zębów) w celu usunięcia przyklejonej krwi, tkanki lub innych zanieczyszczeń.

Uwaga: Do czyszczenia rękojeści nie należy używać twardych, ostrych lub spiczastych przedmiotów (nożyczek, noży, igieł, itp.) oraz gąbek o duzych właściwościach ścinających.

• Należy stosować łagodny roztwór detergenta (neutralne pH). Należy stosować się do instrukcji producenta dotyczących stosowania roztworu czyszczącego.

Po czyszczeniu należy dokładnie przepłukać urządzenie wodą destylowaną w celu usunięcia wszelkich pozostałości roztworu czyszczącego. Zapobieganie do odbarwienia instrumentu.

Jeśli użyto zrównoważonego roztworu soli, bardzo ważne jest dokładne przepłukanie urządzenia wodą destylowaną, ponieważ pozostałości chlorków mogą np. uszkodzić powierzchnię instrumentu.

• Instrument należy wysuszyć natychmiast po wyczyszczeniu przy pomocy sprzążonego powietrza medycznego. Zaleca się suszenie podmuchem powietrza. Nie należy suszyć instrumentu przy pomocy gazy lub śliczeczek, ponieważ instrument może zostać łatwo uszkodzony.

Sterylizacja

Standardowa sterylizacja parowa: 18 minut w temperaturze 134 °C (stopniowe